



尚機股份有限公司

71043 台南市永康區中正路 279 巷 2 弄 23 號 1F

Tel.: +886-6-2323124 (rep.) Fax: +886-6-2323702 統編: 53171848

<http://www.chemex.com.tw>

組織包埋盒使用說明書

本公司之包埋盒由聚縮醛(Acetal)成型，可確保檢體安全浸潤於各種病理實驗的溶劑中(如酒精 Alcohol、二甲苯 Xylene、石蠟 Paraffin 等) 避免發生化學反應。外銷歐美二十餘年深受各國國際大廠的好評，適用於市面上主要的印刷機如 LEICA/SAKURA IPC 或 ThermoFisher PrintMate(限倒勾式或分離式包埋盒)。各種樣式的 Tissue 及 Biopsy 包埋盒皆設計給檢體處理和病理分析用，包埋盒運用於活檢組織之固定、脫水處理、淨潤、包埋、及固定切片，並且有足夠的書寫面供紀錄或印刷使用。

使用說明

1. 請根據檢體大小(Tissue or Biopsy)選擇適當型號的包埋盒
 - 過小的檢體可選擇使用活檢泡沫墊(Biopsy Foam Pad)或活檢袋(Biopsy Bags)包覆後使用
 - 較大的檢體則應切片後再裝入使用，切勿超過包埋盒的容量
2. 請將各包埋盒根據檢體及患者資訊於取樣過程中做適當標示；標示方法須能抗各種病理溶劑。
3. 分離式或連蓋式包埋盒蓋皆須緊閉好以確保檢體安全，如果使用不鏽鋼蓋，請勿使用微波處理法。
4. 檢體處理方法根據各實驗室的標準，但包埋盒內須保留足夠空間才能讓組織液適當流動交換
 - 長時間讓包埋盒浸泡於酸液或病理溶劑可能對功能性，顏色等造成負面影響。金屬蓋則可能被酸液腐蝕而影響到閉合的功能
 - 金屬蓋應該要清潔後再使用
 - 塑膠蓋僅限一次性使用
5. 當包埋Tissue或Biopsy樣本時，請將包埋盒後方倒滿石蠟以確保檢體於切片時有足夠的支撐!
6. 請避免包埋過程中注入熱石蠟時產生的氣泡，以免硬化後影響切片。